

FileMakerで クリニック



LINE (LINE DEVELOPERS) 設 定

小児科領域のクラウドサービスと、医療DXのための電子カルテの部品のホームページ

[LINE Developers](#) の URL を開き、LINE Business ID を取得してください。（ここ他のサイト参照してください。）

新規プロバイダー作成ボタン（初めての場合）あるいは作成ボタンを押します。

新規プロバイダー作成

プロバイダー名 [?]

- ✓ 入力必須項目です
- ✓ 特殊な文字（4バイトのユニコード文字）を使用しないでください
- ✓ 100文字以内で入力してください

プロバイダーとは、サービスを提供し、利用者の情報を取得する個人の開発者、企業、組織のことです。詳細は、[ドキュメント](#) [?] を参照してください。

キャンセル

作成

プロバイダーを作成したら、チャンネル設定 タブで「Messaging API」を選択します。

LINE Developers ニュース プロダクト ドキュメント FAQ 用語集 Community ブログ

コンソール (ホーム) [トップ](#) > [テスト](#)

プロバイダー

検索...

Admin


vacpro


テスト


チャンネル設定 **権限設定** [プロバイダー設定](#)


登録されているチャンネルはありません。

チャンネルを作成するには、チャンネルの種類を選択します。

 **LINEログイン**

 **Messaging API**

 **ブロックチェーンサービス**



© LINE Corporation 規約とポリシー 商標について 不具合等の報告は、「お問い合わせフォーム」をご利用ください。

[ファミリーサイト](#) [日本語](#)

<https://developers.line.biz/console/channel/new?provider=1661197797&type=messaging-api>

チャンネルの基本情報を入力する画面に移動します。必須項目を入力し、規約内容へ同意した上で「作成」を押して、チャンネルの作成を完了します。

LINE Developers ニュース プロダクト ドキュメント FAQ 用語集 Community ブログ

コンソール (ホーム) [トップ](#)

プロバイダー

検索...

Admin

vacpro

テスト

新規チャンネル作成

チャンネルの種類
✓ 入力必須項目です

プロバイダー
✓ 入力必須項目です

会社・事業者の所在
国・地域 ⓘ
法人の場合は会社の所在国・地域を、個人の場合は店舗や居住地の所在国・地域を選択してください。
✗ 入力必須項目です

ツール	チャンネルアイコン 任意	 登録	<ul style="list-style-type: none">✓ 対応ファイル形式：PNG, JPG, JPEG, GIF, BMP✓ ファイルサイズ：3 MB以内
	チャンネル名	テストチャンネル	<p>注意：チャンネル名は、7日間は変更できません。</p> <ul style="list-style-type: none">✓ 入力必須項目です✓ 特殊な文字（4バイトのユニコード文字）を使用しないでください✓ 20文字以内で入力してください
	チャンネル説明	テストです	<ul style="list-style-type: none">✓ 入力必須項目です✓ 特殊な文字（4バイトのユニコード文字）を使用しないでください✓ 500文字以内で入力してください
	大業種	医療機関・診療所	<ul style="list-style-type: none">✓ 入力必須項目です
	小業種	小児科	<ul style="list-style-type: none">✓ 入力必須項目です

「Messaging API設定」タブを開きます。下図のように設定します。

コンソール (ホーム)

プロバイダー

検索...

Admin

vacpro

テスト

トップ > vacpro > VacPro > Messaging API設定

[チャンネル基本設定](#) [Messaging API設定](#) [LIFF](#) [セキュリティ設定](#) [統計情報](#) [権限設定](#)

Messaging API設定

ボット情報

ボットのベーシック ID [@858rktay](#)

QRコード



LINE公式アカウント (ボット) を友達として追加するには、このQRコードをLINEで読み取ります。このQRコードは、他の人と共有できます。

Webhook設定

Webhook URL [https://\[redacted\]/catch](#)

検証

編集

Webhookの利用 Webhookの再送 エラーの統計情報

LINE公式アカウント機能

LINE Official Account Managerで、応答メッセージを編集したり、そのほかの機能を設定したりします。

グループトーク・複数人トークへの参加を許可する

編集

応答メッセージ

編集

あいさつメッセージ

編集

チャンネルアクセストークン

チャンネルアクセストークン (長期)

再発行

LINE (クライアント) の友達追加 ユーザー側で、上記の QR コードを読み取り、作プロバイダーのアカウントを友達に追加してもらってください。

以上。

© 2023年 FileMakerでクリニック. Built using WordPress and [OnePage Express Theme](#).